

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	1/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
1,4-DELTA ANDROSTENEDİON	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
11-DEOKSİKORTİZOL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
17-HİDROKSİ PROGESTERON	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
17-KETOSTEROİD	Pazartesi (13:00)	Spot idrar 24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Asetik ya da borik asit de kabul edilir.	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
5-HİDROKSİ İNDOL ASETİK ASİT (5-HIAA)	Her gün	24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Son 72 saatte özel diyet kısıtlaması var. (*D*)	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
5- HİDROKSİTRİPTAMİN (SEROTONİN)	Salı Cuma (09:00)	Serum, 24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Son 72 saatte özel diyet kısıtlaması var. (*D*)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
5'-NÜKLEOTİDAZ (5'-NT)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ABSE KÜLTÜRÜ	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	3 gün Sonra 12:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	2/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ACE (ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM)	Her gün	Serum, Heparinli plazma	12 saat önceden ACE inhibitörü alımı kesilmelidir	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON)	Her gün	Edtalı plazma	06:00-08:00 arası yüksek numune zamanı ayarlanmalı	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ADA (ADENOSİN DEAMİNAZ)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ADACIK HÜCRE ANTİKORU (ISLET CELL ANTİKORU-ICA)	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ADENOVİRUS ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ADH (ANTİDİÜRETİK HORMON)	Pazartesi (13.00)	Edtalı plazma, 24 S idrar (asitsiz)	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18.00
AFP (ALFAFETOPROTEİN)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI	Çarşamba 13.00	Sitratlı plazma	Yok	Plazma hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	3/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ALA	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
ALBUMİN	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALDOLAZ	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALDOSTERON	Salı (13.00)	Serum	Son 2 saat aynı pozisyonda durmalı (*D*)	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ALEX	Salı Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
ALFA-1ANTİTRİPSİN	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
ALFA-2 MAKROGLOBULİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALKOL (ETANOL)	Her gün	2 adet eş zamanlı Serum numunesi	Yok	Numune ile birlikte alkol testi formunun gönderilmesi gerekmektedir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	4/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALP İZOENZİMLERİ	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 Hafta Sonra 18:00
ALP (KEMİĞE SPESİFİK)	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALT (SGPT)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALÜMİNYUM	Her gün	Tercihen kırmızı kapaklı tüp, Serum, 24 S idrar	Son 24 saatte AL içeren antiasit kullanılmamalıdır.	*Lab'a danışınız	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
AMİLAZ	Her gün	Serum, İdrar	Serum için 10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AMİLAZ PANKREATİK	Her gün	Serum	Serum için 10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
AMİP ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	5/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
AMİP ANTİKORU	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 hafta Sonra 18:00
AMİNOASİT	Salı Perşembe (09:00)	Edtalı plazma, idrar, Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,pıhtı,idrar için dondurma	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
AMONYAK	Her gün	Heparinli plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalı	K:Santrifüjlü ve dondurulmuş numune R:Hemoliz,sıcak ortam	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
AMA (IFA)	Çarşamba Cuma (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
AMA M-2	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANA(IFA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANCA TARAMA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	6/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANCA (c-ANCA) (PR3ANCA) ANCA (p-ANCA) (ANTI MPO)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANDROSTENEDİON	Her gün	Serum	Diurnal varyasyon vardır	Sabah 06:00-08:00 arası numune alınmalıdır.	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANGİOTENSİN I	*Lab'a danışınız.	*	*	*	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANGİOTENSİN II	*Lab'a danışınız.	*	*	*	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTI HBc IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTI HBc IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTI HBe	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTI HBs	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	7/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI

ANTİ RİBOZOMAL P PROTEİNİ	*Lab'a danışınız.	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTİD Ab)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ FAKTÖR Xa	Salı (13:00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Hemoliz,pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ HCV	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ HCV (ELİSA)	Pazartesi Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ HCV DOĞRULAMA (Western blot)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra
ANTİ-Ds DNA	Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ-DÜZ KAS ANTİKOR (ASMA)	Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	8/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ- ENDOMİSYUM IGA (EMA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ- ENDOMİSYUM IGG (EMA)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	
ANTİ-FOSFOLİPİD IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-FOSFOLİPİD IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ FOSFOLİPAZ A2 RESEPTÖR	*Lab'a danışınız .	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ-GAD	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANTİ- GMB	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANTİ-GLİADİN IGA	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	9/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-GLİADİN IGG	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ-HAV IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-HAV Total	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-HEPATİT E (HEV)	Çarşamba (18:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ HİSTON ANTİKOR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-İNSÜLİN ANTİKOR	Pazartesi (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-JO-1	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGG)	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	10/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGM)	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
ANTİ-MÜLLERİAN HORMON (AMH)	Her gün	Serum	Yok	Tercihen adetın 2. ve 3. Günü numune alımı	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ OVER ANTİKORU	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
ANTİ-PARİETAL HÜCRE ANTİKORU (APCA)	*Lab'a danışınız.	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ RİBOZOMAL P PROTEİNİ	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.
Anti RNP 70	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-SCL 70	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-SENTROMER ANTİKOR	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	11/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-SLA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ SKİN ANTİKOR	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
ANTİ-SPERM ANTİKOR (ASA) (IgM-IgG)	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-SM (ELİSA)	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-SS-A (ANTİ-RO) ANTİ-SS-B (ANTİ-LA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-MOG IgG	*Lab'a danışınız.	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ-TG (ANTİ-T) (Anti Tiroglobulin)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-TPO (ANTİ-M) (Tiroid Peroksidaz Ab.)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	12/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-TROMBİN III AKTİVİTESİ	Salı (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ-TROMBİN III ANTİJENİ	Salı (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ-TROMBOSİT ANTİKORU	Her gün	Sitratlı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
APOLİPOPROTEİN A	Her gün	Serum	8-10 saatlik sabah açlığı son 24 saat egzersiz yok	En az 10 dk dinlenme sonrası ve kısa turnpike uygulanmalı.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
APC REZİSTANSI	Çarşamba (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
APTT	Her gün	Sitratlı plazma	Heparin kullanmadan önce kan alınmalıdır.	Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ARB ARANMASI (TBC BASİLİ)	Her gün	Balgam İdrar Mayı	Yok	Yok	K:Uygun numune kabı R:tükürük numunesi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	13/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ARİL SÜLFATAZ A	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	*Lab'a danışınız.	Soğuk zincir 2-8 C	*
ARSENİK	Her gün	24 S İdrar, Spot idrar, Tam kan	6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Uygun numune kabı R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
ASA IgM ASA IgG	Her gün	Serum, Semen, akıntı	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ASCA IGA (Antisaccharomyces cerevisiae)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ASCA IGG (Antisaccharomyces cerevisiae)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU	Cuma Salı (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
ASETİLKOLİNESTERAZ	*Lab'a danışınız.	Serum, Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,lipemi,pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	*

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	14/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ASİT FOSFATAZ (Total-Prostatik)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) LATEX	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) TURBİDİMETRİK	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AST (SGOT)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AQUAPORIN-4 (NEUROMYELITIS OPTICA IGG) NMO	Her gün	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	21 iş günü 18:00
BAKIR (Cu)	Her gün	Serum, 24S idrar	Serum için, 10-12 saat açlık ,	İdrar asitsiz olmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
BAKIR (Cu) (ERİTROSİT İÇİ)	Her gün	Heparinli tam kan	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Hemoliz,pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BALGAM KÜLTÜRÜ	Her gün	Balgam	Yok	Yok	K:Steril kap R:Tükürük muayenesi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	15/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BENCE-JONES PROTEİNİ	Her gün	Spot idrar, 24 S idrar	Yok	Yok	K: Steril kap R: Uygunsuz numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
BETA-CROSSLAPS (BETA-CTX)	Cuma (13.00)	Edtalı plazma (tercih edilir), Serum	Kan alımının sabah açlığını takiben alınması önerilir. Bu testin 12 saat öncesinde biotin veya vitamin B7 içeren multivitamin veya diyet destek ürünleri alınmamalıdır. Serum β -CTX konsantrasyonu bir ölçüye kadar günlük ritme bağlı olduğundan, uzun süreli incelemelerde numuneler her zaman başlangıç numunesi ile aynı koşullarda alınmalıdır.	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
BETA HCG (B-HCG)	Her gün	Serum, idrar	3-6 saat açlık	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGA	Her gün	serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	16/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI

BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
BETA-2 MİKROGLOBULİN	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum, 24 S idrar, Spot idrar	Yok	BOS için jelsiz tüp	K:Uygun kaba alım R:Düşük idrar Ph'sı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
BETA-2 TRANSFERRİN	Her gün	Burun ve kulak akıntısı, Serum	*	Tüm numuneler jelsiz düz tüpe alınmalıdır	K:Uygun kaba alım R:Aşırı kanlı, mukuslu numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BİKARBONAT (HCO ₃)	Her gün	Serum, plazma	10-12 Saat Açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN İNDİREKT	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN NEONATAL	Her gün	Kapiller kan	Hastanın bir aylıktan küçük olması tercih edilir.	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	17/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BİLİRUBİN TOTAL	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN DİREKT	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BIOTİNİDAZ AKTİVİTESİ	Her gün	Serum	Yok	Hemen santrifüj ve dondurma işlemi	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir Kuru buz	15 gün Sonra 18:00
BNP (BRAIN NATRIÜRETİK PEPTİD)	Her gün	Edtalı plazma	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, uzun bekleme	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BOĞAZ KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
BARTONELLA HENSELAE IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta Sonra 18:00
BARTONELLA HENSELAE IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGG	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	18/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BORRELİ BURGDORFERİ IGM	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BORDETELLA PERTUSSİS IGA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
BORDETELLA PERTUSSİS IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
BOS KÜLTÜRÜ	Her gün	BOS	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	3 gün Sonra 12:00
Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram,M.Mavisi Wright,Ziehl-Nielsen,vb.)	Her gün	Materyal	Yok	Tercihen sabah numunesi	K: Steril Kap R:Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
Boyasız Mikroskopik İnceleme	Her gün	Materyal	Yok	Tercihen sabah numunesi	K: Steril Kap R:Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA COOMBS (TüpAglütinasyon)	Her gün (16:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	19/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BRUCELLA IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BRUCELLA WRIGHT (Tüp Aglütinasyon)	Her gün (16:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA TARAMA (Rose Bengal)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BURUN KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
CALPROTECTİN	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CARNİTİN/ AÇILKARNİTİN	Perşembe Cuma (13.00)	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	20/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
C1q-COMPLEMET	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CA 125	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Ovülasyon, Menstrüasyon dönemlerinde	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 15-3	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 19-9	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 72-4	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
CD 4 ANALİZİ	Edtalı tam kan	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CD 8 ANALİZİ	Edtalı tam kan	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CD 4/ CD 8 ORANI	Edtalı tam kan	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	21/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CD 19 ANALİZİ	Edtali tam kan	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CD 56 ANALİZİ	Edtali tam kan	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CEA (KARSİNOEMBRİYON İKANTİJEN)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sigara içilip içilmediği sorgulanmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CH 50	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA ANTİJENİ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Bayanda vajinal sürüntü Erkeklerde genital akıntı veya meni	K:Uygun kaptaki numune R:Oda ısısında bekletme	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGG	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGM	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGA	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	22/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGG	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGM	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS DNA PCR	Pazartesi (13.00)	İdrar, Endoserviks veya erkek uretrasından elde edilen swab örnekleri	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CİVA	Her gün	Edtalı tam kan, 24 S idrar, Spot idrar	Yok	İdrar için asitsiz idrar	K:Uygun toplanan numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK PANELİ (PCR)	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Kuru swap sürüntü	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 İş günü 18:00
CLOSTRİDİUM DIFFİCİLE TOKSİNA-B	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kapta numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV AVIDİTE	Pazartesi Perşembe (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	23/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CMV IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV IgG (ELİSA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV IgM (ELİSA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV PCR	Her gün	Serum, Edtali tam kan, BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
COOMBS DİREKT	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
COOMBS İNDİREKT	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
C-PEPTİD	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	24/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CRYOGLOBULİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CRP (C REAKTİF PROTEİN) High Sensitive	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CRP (C REAKTİF PROTEİN) Latex	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO (Fotometrik)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO (Eritrosit içi)	Her gün	Heparinli tam kan, EDTA tam kan	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ	Cuma (13:00)	EDTA plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 hafta Sonra 18:00
D-DİMER	Her gün	Sitratlı plazma	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DELTA (HDV) ANTİJENİ	Salı (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	25/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DELTA ANTİKOR (ANTI-HDV)	Salı Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DEMİR	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DEOKSİPİRİDİNOLİN (PYRİLLİN-X-D)	Salı (13:00)	24 S idrar, Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DESMOGLEİN 1 VE 3	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
DHEA	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
DHEA-S (DHEA-SO ₄) (DEHİDROEPIANDRO STERON)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DİAMİN OKSİDAZ (DAO)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	26/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI

DİGOKSİN	Her gün	Serum	Son 12 Saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DİĞER KÜLTÜRLER	Her gün	Materyal yada değişik sürüntü örnekleri	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
DİHİDROTESTOSTERON (DHT)	Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgA	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgG	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
DOPAMİN	Perşembe	Heparinli plazma, spot idrar, 24 S idrar	8-10 saatlik sabah açlığı ve son 2 hafta ilaç kısıtlama	En az 30 dk dinlenme sonar tercihen venöz katater ile	K:Hemen santrifüj R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
DÖRTLÜ TARAMA TESTİ (İkinci trimester tarama testi)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır..	Gebeliğin 15 hafta+0 gün ile 20 hafta+6 gün arasında kan alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
EBV PCR	Salı (13:00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	27/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
EBV EBNA IgM	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 Gün Sonra 18:00
EBV EBNA IgG	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 Gün Sonra 18:00
EBV VCA IgG	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 Gün Sonra 18:00
EBV VCA IgM	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 Gün Sonra 18:00
EBV EA IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	8 Gün Sonra 18:00
EBV EA IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	8 Gün Sonra 18:00
ECHOVİRÜS IgG	Salı (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 Gün Sonra 18:00
ECHOVİRÜS IgM	Salı (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 Gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	28/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
EKLEM SIVISI (synovial) KÜLTÜRÜ	Her gün	Eklem sıvısı	Yok	Steril şartlarda	K:Steril tüpe alım R:Uygunsuz alım	Steril tüp ile	3 Gün Sonra 18:00
ENA PROFİLİ (IMMUNBLOT)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün 18:00
ENA PROFİLİ (Geniş panel)	Her gün (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 Gün Sonra 18:00
ENTEROVİRUS PCR	*Lab'a danışınız.	*	*	*	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*
EOZİNOFİL (Total)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Diurnal varyasyonu var sabah 10:00-12:00'de maximum	K:Uygun tüpe alınması R: Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi Gün 16:00
EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN (ECP)	Pazartesi Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Alım sonrası 1-2 saat oda ısısında bekletilmeli ve 1000-1500 devirde santrifüj edilmeli.	K:Uygun tüpe alınması R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 Gün Sonra 18:00
EPİNEFRİN (ADRENALİN)	Cuma (13:00)	Heparinli plazma, spot idrar, 24 S idrar	Yok	Yok	K:Uygun tüp,kap R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 Gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	29/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ERİTROPOİETİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ESTRON (E1)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 Hafta Sonra 18:00
ESTRADIOL (E2)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Kadında tercihen adet 2.-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
ESTRIOL (E3,uE3,serbest E3)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
EVEROLİMUS	Perşembe (13:00)	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
FAKTÖR II (Protrombin)	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR IX (Christmas Faktör)	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	30/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FAKTÖR V (Proakselerin)	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VII (Prokonvertin)	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR X (Stuart Faktör)	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XI	Pazartesi (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XII (Hageman Faktör)	Pazartesi (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	31/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FAKTÖR XIII (Fibrin stabilize edici faktör)	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
FAMİLİYAL AKDENİZ ATEŞİ MUTASYON ANALİZİ (FMF)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FENİLALANİN	Her gün	Topuktan emdirilmiş kan	Yok	Yok	*	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
FENİL GLİOKSİLİK ASİT	Salı (13:00)	Spot idrar	Yok	Yok	K: İdrar kabı R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
FENİLKETONÜRİ TARAMASI	Her gün	Topuktan emdirilmiş kan	Yok	Yok	*	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
FENİTOİN (DİFENİLHİDANTOİN)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FENOBARBİTAL (LUMİNAL)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FENOL	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K: İdrar kabı R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	32/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FERRİTİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FİBRİNOJEN (Faktör 1)	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pihtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FİTANİK ASİT	Salı (13:00)	Edtalı plazma	Gece açlığı sonrası örnek alınmalıdır. Örnek alımından 24 saat öncesine kadar alkol tüketilmemiş olmalıdır.	Yok	K:Uygun seviye R:Pihtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
FOLAT (FOLİK ASİT)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FORMÜLLÖKOSİT	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pihtı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi Gün 18:00
FOSFOR (P,PO4)	Her gün	Serum, 24 S idrar	Serum için 10-12 Saat Açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FSH (FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Kadında tercihen adetini 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	33/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FTA-ABS (Floresan Treponemal Ab-Abs) IgM /IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	17 Gün Sonra 18:00
FRUKTOZAMİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	2 Gün Sonra 18:00
GAİTAKÜLTÜRÜ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 Gün Sonra 18:00
GAİTADA ADENOVİRÜS ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
GAİTADA AMİP ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
GAİTADA DİREK BAKI (Gaita Mikroskopisi)	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk, katı ise 120 dk. İçinde ulaştırılmalıdır.	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
GAİTADA GIARDİA ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
GAİTADA GİZLİ KAN	Her gün	Gaita	Yok (Testimiz monoklonal ve insan kanına duyarlıdır.)	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	34/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GAİTADA HAZIM	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi Gün 14:00
GAİTADA PARAZİT YUMURTASI	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk, katı ise 120 dk. İçinde ulaştırılmalıdır.	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA PH	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADAREDÜKTAN MADDE	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA TRİPSİN	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
GAİTADAROTAVİRÜS ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir.	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	35/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GAİTADA YAĞ ANALİZİ (Sudan III Black)	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 14:00
GALAKTOMANNAN (ASPERGİLLUS) ANTİJENİ	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
GALAKTOZ-1 FOSFAT ÜRİDİL TRANSFERAZ (GALT)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	*	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
GANGLİOASİT ANTİKORLARI	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
GASTRİN	Cuma (13:00)	Serum	8-10 Saat Açlık	Gastroskopi sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
GENİTAL Sürüntü/Akıntı KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GIDA İNTOLERANS TESTİ (108 PARAMETRE)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	36/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GIDA İNTOLERANS TESTİ (2016 PARAMETRE)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
GIDA İNTOLERANS TESTİ (286 PARAMETRE)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
GGT (GAMAGLUTAMİLTANSFERAZ)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLOBULİN	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKAGON	Her gün	Edtalı plazma	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta Sonra 18:00
GLUKOZ (Açlık)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Gün içi)	Her gün	Serum, İdrar, Diğer mayii	Yok	Materyale özgü	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Tokluk)	Her gün	Serum	Yemek sonrası 2. Saat tokluk	2 Saatlik süre ilk lokmadan itibaren hesaplanmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	37/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PDH)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
GÖZ (Konjonktiva) KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GROWTH HORMON (Büyüme Hormonu)	Her gün	Serum	10-12 Saat Sabah Açlığı	30 dk dinlenme sonrası	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HAPTOGLOBİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HbA1C	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HBeAg	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HBsAg	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HBsAg (ELİSA)	Pazartesi Çarşamba Cuma (13:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	38/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HBV DNA (PCR)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HCV GENOTİPLENDİRME	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
HCV RNA (PCR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HDV RNA (PCR)	Her gün	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
HE4	Salı (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
HELİKOBAKTER PYLORİ (Direkt Antijen)	Her gün	Gaita	Yok	Soğuk ortamda numune gönderimi	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HELİKOBAKTER PYLORİ IgA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	39/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (HPLC)	Pazartesi Perşembe	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
HEMOGRAM *Bakınız Tam Kan Tahlili	*						*
HIV (p24Ag+IgG) (ELİSA)	Pazartesi Çarşamba Cuma (13:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HIV ½ ANTİKOR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HIV DOĞRULAMA (Western Blot)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HİPPÜRİK ASİT	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kap R:Uygunsuz numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
HİSTAMİN	Her gün	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta Sonra 18:00
HLA-B27	Perşembe	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	40/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HLA-B5 (51,52)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
HLA-B7	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HLA-DR	*	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Lab'a danışın.
HOMOSİSTEİN	Her gün	Serum	10-12 Saat Sabah Açlığı	Hemen santrifüjleme	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HSV TİP 1 IgG (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum, BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 IgM (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum, BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV TİP 2 IgG (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV TİP 2 IgM (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	41/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HSV PCR (HSV TİP 1 ve HSV TİP 2)	Salı (13:00)	Serum, BOS, Edtali plazma, Bal. sürüntü	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HPV DNA GENOTİPLENDİRME PCR	Perşembe	Sürüntü numunesi	Yok	Kadın için Smear kabı, Erkek için Jelsiz swap ile	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HPV DNA TARAMA PCR	Salı	Sürüntü numunesi	Yok	Kadın için Smear kabı, Erkek için Jelsiz swap ile	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
IGF-1 (SOMATOMEDİN C)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
IGFBP-3 (İNSÜLİN LİKE GROWTH FAKTÖR BAĞLAYAN PROTEİN -3)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İDRAR KÜLTÜRÜ	Her gün	İdrar	Genital bölge temizliği	Tercihen sabah ve orta akım idrarı	K:steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
İDRARDA REDÜKTAN MADDE	Her gün	İdrar	Yok	Yok	K:steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İKİLİ TARAMA TESTİ (Birinci Trimester Tarama testi)	Her gün	Serum	NT ve CRL ölçümü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır.	Gebeliğin 11 hafta+0 gün ile 13 hafta+6 gün arasında kan alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	42/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İMMÜNFİKSASYON (İMMÜNGLOBULİN) ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum, 24 S İdrar, BOS	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİNA (IgA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİND (IgD)	Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİNE (IgE)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİNG (IgG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
IGG İNDEKSİ	Pazartesi (13:00)	Serum ve BOS numunesi birlikte gelmelidir.	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN G ALT GRUPLARI (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)	Salı (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN M (IgM)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	43/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İNFLUENZA A+B	Her gün	Sürüntü, akıntı	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Uygun alınmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNHİBİNA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN (AÇLIK)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Oral hipoglisemik yada insulin kullanılmadan.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN (TOKLUK)	Her gün	Serum	2 Saat Tokluk	Oral hipoglisemik yada insulin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN REZİSTANSI (HOMA-IR İNDEKSİ)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Oral hipoglisemik yada insulin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İYOT	Her gün	Serum, Spot idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
KABAKULAK (MUMPS) IgG	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KABAKULAK (MUMPS) IgM	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	44/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KADMİYUM (CD)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
KALSİTONİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KALSİYUM İYONİZE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KALSİYUM TOTAL (Ca)	Her gün	Serum, 24 S İdrar, BOS	Serum için 10-12 Saat Açlık	Turnike süresi kısa tutulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAN KÜLTÜRÜ	Her gün	Tam kan	Yok	5-10 cc, özel vasata	K:Steril koşullarda alım R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
KAN GRUBU (A,B,O+Rh)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAPPA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	Çarşamba Cuma (13:00)	24 S İdrar	Yok	Asitsiz İdrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KAPPA HAFİF ZİNCİR SERBEST	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	45/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KAPPA HAFİF ZİNCİR TOTAL	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjli numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KARBAMAZEPİN (Tegretol)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması.	Yok	K:Santrifüjli numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KARDİYOVASKÜLER RİSK PANELİ 12 MUTASYON MTHFR (A1298C) , MTHFR (C677T), FAKTÖR 2 G20210A), FAKTÖR 5 LEİDEN G1691A, FAKTÖR 5 CAMBRIDGE G1091C, PLASMINOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR 1(PA1), APO E, APO B, ITGB, ACE İNS/DEL,FVHR2,FGB	Her gün	2 adet Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgG	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgM	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	46/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KIZAMIĞÇIK (RUBELLA) IgG (ELİSA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
KIZAMIĞÇIK (RUBELLA) IgG AVIDİTE	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
KIZAMIĞÇIK (RUBELLA) IgM (ELİSA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
KIZAMIĞÇIK (RUBELLA) IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KİST HİDATİK IgG (Echinococ IgG)	Pazartesi Perşembe (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KİST HİDATİK İHA (Echinococ İndirekt Hemaglutinasyon)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KLOR (KLORÜR,CL-)	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar	Serum için 10-12 Saat Açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL HDL	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	47/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KOLESTEROL LDL	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL TOTAL	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL VLDL	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLİNESTERAZ II (PSEUDOKOLİNESTERAZ)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOMPLEMAN C3	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOMPLEMAN C4	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KORTİZOL (HİDROKORTİZON)	Her gün	Serum, 24 S İdrar	10-12 Saat Açlık, İdrar borik asit veya asetik asit üzerine toplanmalıdır.	Erken sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİN KİNAZ (CK,CPK)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	48/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KREATİN KİNAZ MB (CKMB)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN	Her gün	Serum + 24 S İdrar, Spot idrar	10-12 Saat Açlık. İdrar için test süresince çay, kahve, ilaç, egzersiz yasak.	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN KLERENSİ	Her gün	Serum + 24 S İdrar	Test süresince çay, kahve, ilaç, egzersiz yasak.	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Eş zamanlı kan örneği R:İdrarın uygun toplanmaması	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KROM (Cr)	Her gün	Edtalı tam kan, 24 S İdrar	İdrar borik asit veya 6N HCL üzerine toplanmalıdır.	Soğuk ortamda saklanarak toplanmalıdır.	K:Uygun numune R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
KROMOGRANİN A	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
KULAK KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KURŞUN (Pb)	Her gün	Edtalı tam kan, 24 S İdrar	İdrar borik asit veya 6N HCL üzerine toplanmalıdır.	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz idrar toplama	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
LAKTİKASİT	Her gün	Oksalatlı Plazma	Hasta en az 30 dk istirahat etmiş olmalı.	Plazma hemen ayrılmalıdır.	K:Uygun numune R:Pıhtılı ve hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	49/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LAMBDA HAFİF ZİNCİR SERBEST	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR TOTAL	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	Çarşamba Cuma (13:00)	Spot idrar, 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz idrar alım, beklemiş idrar	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
LAMOTRİGİNE (LAMICTAL)	Pazartesi Perşembe (13:00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
LDH (LAKTAT DEHİDROGENAZ)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LDH İZOENZİMLERİ ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	1ay Sonra 18:00
LE HÜCRESİ	Her gün	Jelsiz düz tüp, Tam kan (10 ml)	Düz tüpe alınıp hiç bir işlem geçirilmeden ulaştırılır.	Yok	K:Kanın düz tüpe alınıp hiç bir işlem geçirilmeden ulaştırılması gerekmektedir.	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
LENFOSİT ALT GRUPLARI	*Lab'a danışın	*	Yok	Yok	*	*Lab'a danışın	*

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	50/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LEPTİN	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Hastanın kilo ve boyu bilinmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
LEVETİRACETAM (KEPPRA)	Salı (13:00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LİSTERİA AGLÜTİNASYON	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LH (LUTEİNLEŞTİRİCİ HORMON)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Kadında tercihen adet 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİMBİK ENSEFALİT PANELİ	Her gün	Serum, BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
LİPAZ	Her gün	Serum, Spot idrar	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİPİD ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum	İki hafta normal diyet, son 24 saatte alkol alımı yasak. 10-12 saat açlık gerekir.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	1 ay Sonra 18:00
LİPOPROTEİN (a)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	51/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LİZOZİM (MURAMİDAZ)	Her gün	Serum, Plevra	Plevra (Jelsiz tüp)	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
LİTYUM (Li)	Her gün	Serum	Son ilaç dozundan 12 saat sonra	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKMA)	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN DOĞRULAMA	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MAGNEZYUM (Mg)	Her gün	Serum, 24 S idrar, BOS	10-12 Saat Açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter, uygunsuz numune toplama	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MAKROPROLAKTİN TARAMASI	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MANGAN	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihti,hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	52/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MANTAR ARANMASI VE KÜLTÜRÜ	Her gün	Saç, deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması.	%70'lik alkol ile silindikten sonra.	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	10 gün Sonra 18:00
MANTAR DİREKT BAKISI	Her gün	Saç, deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması.	%70'lik alkol ile silindikten sonra.	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	Ertesi gün 14:00
MDS PANELİ	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtı,hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	40 gün Sonra 18:00
METANEFİRİN	Cuma (13:00)	Edtali plazma, 24 S idrar, Spot idrar	İdrar 6N HCL, borik yada asetik asit üzerine toplanmalıdır.	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, uygun alınmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
METHEMOGLOBİN	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtı,hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MİKOBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) KÜLTÜRÜ	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Steril kap	Yok	46 gün Sonra 18:00
MİKOPLAZMA HOMİNİS	Pazartesi Çarşamba	Sürüntü numunesi	Yok	Üretral yada servikal örnek	K:Steril swap	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MİKOPLAZMA PNEUMONİAE IgG	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	53/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MİKOPLAZMA PNEUMONİAE IgM	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MİKROALBUMİN (İdrar)	Her gün	24 S idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Uygun kaba alınması R:Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MİKROPROTEİN (İdrar)	Her gün	24 S idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Uygun kaba alınması R:Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MONOSPOT TEST (HETEROFİL ANTİKOR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı ve numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
MUKOPOLİSAKKARİT	Çarşamba (13:00)	İdrar	Yok	Tercihen sabah ilk idrar	K:Uygun numune R:Beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
NEONATAL BİLİRUBİN	Her gün	Kapiller kan	Numune topuktan alınmalıdır.	1 aya kadar olan numuneler tercih edilir.	K:Uygun numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
NEONATAL TSH	*Lab'a danışınız.	*	Doğumdan sonra 1 hafta içinde, 1 aya kadar olan numuneler Kabul edilir.	En az 3 saat oda ısısında, direct güneş ışığından uzakta tutulmalıdır.	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmiş numune	Uygun transfer	*
NİKEL (Ni)	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz idrar alım, beklemiş idrar	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	54/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
NOREPİNEFRİN (NORADRENALİN)	Cuma (13:00)	Heparinli plazma, 24 S idrar, Spot idrar	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar, doldurulmuş	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz idrar alım, beklemiş idrar	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
MTHFR (A1298C) MUTASYON ANALİZİ	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	40 gün Sonra 18:00
NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)	Her gün	Serum	Yok	30-45 dk içinde santrifüj edilmeli.	K:Santrifüjlü numune R:Doğru şekilde santrifüjlenmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
OGTT (100 g)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yükleme sonrası 180 dk egzersiz ve yemek,içmek yasaktır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (50 g)	Her gün	Serum	Tercihen en az 3 saat açlık	Yükleme sonrası 60 dk egzersiz ve yemek,içmek yasaktır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (75 g)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yükleme sonrası 120 dk egzersiz ve yemek,içmek yasaktır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, uzun süre beklemiş numune.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OKSALAT	Pazartesi Cuma (13:00)	24 S idrar, Spot idrar	Son 48 saat içinde C vitamini kullanılmamalıdır.	6 N HCL üzerine toplanmış idrar.	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	55/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
OKSİYUR YUMURTASI ARANMASI (Enterobius Vermicularis)	Her gün	Pre anal selofan bant numunesi	Yok	Sabah erken saatte hasta yataktan kalkmadan	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ORGANİK ASİT ANALİZİ	Her gün	Spot idrar	Yok	Dondurulmuş numune gerekir.	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Kuru buzda	4 hafta Sonra
OSMOLALİTE	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
OSTEOKALSİN	Pazartesi (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ (Otoimmün Karaciğer Profili)	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
OXCARBAZEPİNE (TRİLEPTAL)	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PARACETAMOL (ASETAMİNOFEN)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
PARATHORMON (PTH,intact)	Her gün	Serum	Yok	İlaç olarak kullanılıyorsa belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, oda ısısında 1 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	56/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PARANEOPLASTİK PANEL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARVO VİRUS B-19 IgG	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARVO VİRUS B-19 IgM	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PANKREATİK ELASTAZ (GAİTA)	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PERİFERİK KANDA KROMOZOM ANALİZİ	Her gün	Heparinli kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00
PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok (Platelet için tercihen kapiller kan)	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 14:00
PİRUVAT (PİRÜVİK ASİT)	Her gün	Heparinli tam kan	Yok	*Lab'a danışınız.	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PİRUVAT KİNAZ	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	57/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI

PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ (PRA)	Salı Çarşamba Cuma (13:00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PORFİNLER (Total)	Salı (13:00)	İdrar	Yok	Karanlık ve soğuk ortamda toplanıp, gönderilmelidir.	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PORFOBİLİNOJEN	Salı (13:00)	24 S idrar, Spot idrar (5 ml)	Yok	Karanlık ve soğuk ortamda toplanıp, gönderilmelidir.	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
POTASYUM (K+)	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar, BOS	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PREALBUMİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PRO BNP (Pro Brain Natriüretik Peptid)	Her gün	Serum	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 14:00
PROCALCİTONİN	Her gün	Serum	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROGESTERON	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	58/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI

PROLAKTİN (PRL)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık ve uyandıktan bir kaç saat sonra	Uykusuzluk, stress, egzersiz, coitus sonrası numune alınmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP)	Her gün	Serum	Yok	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PROTEİN	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar, BOS vb.	Serum için 10-12 Saat Açlık	Kısa süreli turnike	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROTEİN C AKTİVİTESİ	Pazartesi (13:00)	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce, Heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Uygun numune R:Pıhtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROTEİN C ANTİJENİ	Pazartesi (13:00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Uygun numune R:Pıhtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROTEİN ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum, 24 S idrar	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROTEİN S ANTİJENİ	Pazartesi (13:00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Uygun numune R:Pıhtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROTEİN S AKTİVİTESİ	Pazartesi (13:00)	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce, Heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Uygun numune R:Pıhtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	59/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PROTROMBİN ZAMANI (PTZ + INR)	Her gün	Sitratlı plazma	Coumadin öncesi kan alınmalıdır.	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Uygun seviye R:Pıhtı, hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA SERBEST (FPSA)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA TOTAL (TPSA)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
QUANTİFERON (TB- GOLD)	Her gün	Özel kan alım tüpleri (3'lü). Lab.'dan temin ediniz.	Çalkalama sonrası tüpler 37 C'de inkübatörde dik olarak 16-24 saat inkübe edilmelidir.	Numune alındıktan tüpün iç yüzeyi bulaşacak şekilde 20 sn kuvvetlice çalkalanmalıdır.	K:Uygun numune R:Dondurulmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgG (RSV IgG)	Cuma (13:00)	Serum, BOS	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgM (RSV IgM)	Cuma (13:00)	Serum, BOS	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
RETİKÜLOSİT	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 14:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	60/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
RF (ROMATOİD FAKTÖR) LATEKS	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
RF (ROMATOİD FAKTÖR) TURBİDİMETRİK	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SAFRA ASİTLERİ (TOKLUK)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SALMONELLA GRUP AGLÜTİNASYON (GRUBER WİDAL)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SEDİMENTASYON (SEDİM, ESR)	Her gün	Tam kan, Siyah kapaklı sodium sitrat içeren tüp	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SEKS HORMON BAĞLAYICI GLOBULİN (SHBG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SELENYUM (Se)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	61/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SEMEN (Meni,Sperm) KÜLTÜRÜ	Her gün	Semen, meni	Genital bölge temizliği	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SERBEST T3	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SERBEST T4	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SEROTONİN (5-OH TRİPTAMİN)	Cuma (13:00)	Serum, 24 S idrar	Yok	6 N HCL üzerine toplanmalıdır.	K:Uygunnumune R:Hemoliz, Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SERULOPLAZMİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SERUM AMYLOİD A (SAA)	Cuma (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SICKLING TESTİ	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	62/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SIROLIMUS (RAPAMUNE)	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum	Yok	Aksi belirtilmedikçe idame düzey belirlenmesi için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SİSTATİN C	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SİSTİN	Her gün	24 S idrar	Yok	Asit eklenerek	K:Uygun numune R:Uygun alınmamış numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
SİTRAT	Cuma (13:00)	24 S idrar	Yok	Toplama öncesi kaba 30 ml toluene ilave edilmelidir.	K:Uygun numune R:Uygun alınmamış numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SODYUM (Na+)	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar, BOS vb.	Yok	Toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SOLUBLE TRANSFERRİN RECEPTÖR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPERMOGRAM	Her gün	Semen, meni	2-4 gün cinsel perhiz gerekmektedir.	Yok	K:Uygun kaba alınması	*	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	63/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SPESİFİK IgE BESLENME TARAMA (Fx 20)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE SOLUNUM TARAMA (STx10)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE ler –Her biri Sp. IgE BAL (RF247) Sp. IgE C1 Penisilol G Sp. IgE C2 Penisilol V Sp. IgE C203 Ampisilin Sp. IgE C204 Amoksisilin Sp. IgE C73 İnsülin (insan) Sp. IgE D1 Derm.Pteronyssinus Sp. IgE D2 Derm.Farinae Sp. IgE DP1 Mite (Akar) kar. Sp. IgE E1 Kedi tüyü-Epitali Sp. IgE E5 Köpek tüyü Sp. IgE Echinococcus (p2) Sp. IgE EP1 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP71 Hayvan tüyleri	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	64/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Sp. IgE Epital kar. TEx2 Sp. IgE F1 Yumurta akı Sp. IgE F105 Çikolata Sp. IgE F11 Karabuğday Sp. IgE F13 Yer Fıstığı Sp. IgE F14 Soya Fasülyesi Sp. IgE F17 Fındık Sp. IgE F2 İnek sütü Sp. IgE I6 Hamamböceği Sp. IgE I71 Sivrisinek Sp. IgE K82 Latex	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Uygun tüpe alınması R: Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	65/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Sp. IgE D2 Derm.Farinae Sp. IgE DP1 Mite (Akar) Sp. IgE E1 Kedi tüyü epitali Sp. IgE E5 Köpek tüyü Sp. IgE Echinococcus (p2) Sp. IgE EP1 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP71 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP72 Hayvan tüyleri Sp. IgE Epital kar. TEx2 Sp. IgE F1 Yumurta akı Sp. IgE F105 Çikolata Sp. IgE F11 Karabuğday Sp. IgE F13 Yer Fıstığı Sp. IgE F14 Soya Fasülyesi Sp. IgE F17 Fındık Sp. IgE F2 İnek sütü Sp. IgE I6 Hamamböceği Sp. IgE I71 Sivrisinek Sp. IgE K82 Latex	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	66/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Sp. IgE F204 Alabalık Sp. IgE F245 Yumurta Sp. IgE F25 Domates Sp. IgE F27 Kırmızı Et Sp. IgE F3 Balık (Morina) Sp. IgE F33 Portakal Sp. IgE F35 Patates Sp. IgE F360 Yoğurt Sp. IgE F4 Buğday Unu Sp. IgE F409 Keçi Sütü Sp. IgE F41 Somon Balığı Sp. IgE F44 Çilek Sp. IgE F45 Ekmek Mayası Sp. IgE F75 Yumurta Sarısı Sp. IgE F76 Alfa Laktalbumin Sp. IgE F77 Beta Laktoglobulin	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	67/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Sp. IgE F78 Kazein Sp. IgE F79 Gluten Sp. IgE F8 Mısır Sp. IgE F83 Tavuk Eti Sp. IgE F9 Pirinç Sp. IgE F92 Muz Sp. IgE F93 Kakao Sp. IgE I1 Bal Arısı Zehiri Sp. IgE I2 Eşek Arısı Zehiri Sp. IgE I1 Yaban Arısı Zehiri Sp. IgE I1 Sarıca Arı Zehiri Sp. IgE T11 Çınar Ağacı Sp. IgE T12 Söğüt Ağacı Sp. IgE Kavak Ağacı	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	68/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Sp. IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı Sp. IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı Sp. IgE H2 EV Tozu Karışımı Sp. IgE HP1 EV Tozu Karışımı Sp. IgE ağaç kar.Tx23 Sp. IgE TP1 Ağaç karışımı Sp. IgE TP5 Ağaç karışımı Sp. IgE TP7 Ağaç karışımı Sp. IgE WP1 Yabani Ot karışımı Sp. IgE WP3 Yabani Ot karışımı Sp. IgE Yatak Tüyleri Sp. IgE FP13 Sebze gıda karışımı Sp. IgE Gıda karışım (fp5) Sp. IgE WP3 Yabani Ot karışımı Sp. IgE Yatak Tüyleri Sp. IgE FP13 Sebze gıda karışımı Sp. IgE Gıda karışım (fp5) Sp. IgE MP1 Küf Karışımı Sp. IgE Polen Karışımı TWx3	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SP. IGE TÜRKİYE PANELİ GIDA	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	69/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SP. IGE TÜRKİYE PANELİ SOLUNUM	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SP. IGE PANELİ PEDIATRİK	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SPERM DNA HASARI	Her gün	Semen	*Lab'a danışınız.	3-7 gün arasında seksüel perhiz ve hastanın genel sağlığının iyi olduğu durumda örnek alınır.	*	*	12 gün Sonra 18:00
T. PALLIDUM HEMAGLÜTİNASYON (TPHA)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAKROLİMUS (FK 506)	Perşembe (13:00)	Edtalı tam kan	Yok	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAM KAN TAHLİLİ (HEMOGRAM)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAŞ ANALİZİ (ÜRİNER SİSTEM)	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Uygun numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	70/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TCA (TRIKLOR ASETİK ASİT)	*Lab'a danışınız.	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	*Lab'a danışınız.
TEOFİLİN (Aminocardol,Teokap)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
TESTOSTERON SERBEST	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesinden tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
TESTOSTERON TOTAL	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesinden tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TETANOZ ANTİKOR	Pazartesi (13:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
TİROGLOBULİN	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesinden tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesinden tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
TOTAL PROTEİN	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	71/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TOTAL T3	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesinden tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T4	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesinden tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA PCR	Her gün	Serum, Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
TOXOPLAZMA IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgG (ELİSA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TOXOPLAZMA IgG AVIDİTE	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TOXOPLAZMA IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgM (ELİSA)	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	72/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TRAB (TSH RESEPTÖR ANTİKORU-TRAC)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
TRİGLİSERİD	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjli numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TRİCHOMONAS ARANMASI	Her gün	Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
TRİCHOMONAS KÜLTÜRÜ	Her gün	Semen veya Servikal Sürüntü veya İdrar, Spot veya Üretral Sürüntü	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TRİPTAZ	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemolizi	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
TROMBOFİLİ PANELİ 4 MUTASYON MTHFR (A1298C) , MTHFR (C677T), FAKTÖR 2 (PROTROMBİN), FAKTÖR 5 LEİDEN	Her gün	2 adet EDTA tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	73/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TROMBOFİLİ PANELİ 6 MUTASYON MTHFR (A1298C) , MTHFR (C677T), FAKTÖR 2 (PROTROMBİN), FAKTÖR 5 LEİDEN, FAKTÖR 5 CAMBRIDGE, PAI	Her gün	2 adet Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
TROPONİN I (Kaset tarama testi)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TSI (TİROİD STİMÜLEEDİCİ İMMÜN GLOBULİN)	Salı (13:00)	*	10-12 Saat Açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (İkinci Trimester Tarama Testi)	Her gün	Serum	BPD'yi içeren özel test formu gerekir.	Gebeliğin 15 hafta+0 gün ile 20 hafta+6 gün arasında kan alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ÜRE (BUN)	Her gün	Serum, 24 S idrar	Serum için 10-12 saat açlık.	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÜREAPLASMA ÜREALYİCUM KÜLTÜRÜ	Pazartesi Çarşamba	Üretral akıntı, semen	Yok	Yok	K:Jelli swap, steril kap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	74/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ÜRİK ASİT (ÜRAT)	Her gün	Serum, 24 S idrar	Serum için 10-12 saat açlık.	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VAJİNAL KÜLTÜR	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Jelli swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
VALPROİK ASİT (Depakin)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VDRL (RPR)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VDRL (ELISA-CLIA)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
VİTAMİN A (RETİNOL, VİT-A)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B1 (TİAMİN)	Çarşamba (13:00)	Edtalı tam kan	10-12 Saat Açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir <0 C Kuru buzda gönderilmelidir. Işıktan korunmalıdır.	7 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	75/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VİTAMİN B12	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN B2 (RİBOFLAVİN)	Çarşamba (13:00)	Edtalı tam kan	10-12 Saat Açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir <0 C Kuru buzda gönderilmelidir. . Işıktan korunmalıdır.	7 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN)	Çarşamba (13:00)	Edtalı tam kan	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalıdır.	7 gün Sonra 18:00
VİTAMİN C (ASKORBİKASİT)	Çarşamba (13:00)	Heparinli plazma	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
VİTAMİN D3 (25- HİDROKSİKOLEKALSİFEROL)	Her gün	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN D3 (Aktif) (1,25-DİHİDROKSİKOLEKALSİFEROL)	Cuma (13:00)	Serum	3-6 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalıdır.	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN E (ALFA TOKOFEROL)	Her gün	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalıdır.	20 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	76/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VİTAMİN H (BIOTİN)	Cuma (13:00)	Serum	10-12 Saat Açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalıdır.	5 gün Sonra 18:00
VMA (VANİL MANDELİK ASİT)	Pazartesi (13:00)	24 S idrar, Spot idrar	Yok	6N HCL üzerine toplanmış idrar.	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VON WİLLEBRAND FAKTÖR AKTİVİTESİ	Perşembe (13:00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,uygunsuz numune,antikoagülan	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ	Çarşamba (13:00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,uygunsuz numune,antikoagülan	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
VZV IGG (VARİCELLA ZOSTER IGG)	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum, BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VZV IGM (VARİCELLA ZOSTER IGM)	Pazartesi Çarşamba (13:00)	Serum, BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet.	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
YARA KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No	DL. REH. 01
						Yayın Tarihi	01.04.2021
						Revizyon No	01
						Revizyon Tarihi	08.12.2025
						Sayfa No	77/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
YENİDOĞAN METABOLİK TARAMA	Çarşamba Cuma (13:00)	Topuktan emdirilmiş kan	Doğumdan 24 sonra numune alınmalıdır.	En az bir kere anne sütü veya mama gibi proteinli besinle beslenmiş olmalıdır	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmemiş numune	Uygun transfer	7 gün Sonra 18:00

AÇIKLAMALAR:

*ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ YA DA NUMUNE ALIM KURALLARINDA ;***DANIŞINIZ** KODU BULUNAN TESTLER ÖZEL HAZIRLIK YA DA ALIM KURALLARI GEREKTİRMEKTEDİR. LÜTFEN ÖNCEDEN LABORATUVARIMIZA DANIŞINIZ.

*SADECE SONUÇ ZAMANI '**AYNI GÜN** OLAN TESTLER **ACİL KAPSAMINDADIR** VE **ACİL OLARAK** ÇALIŞILMASI MÜMKÜNDÜR.

*ACİL TESTLER GEREKİRSE DİĞER TESTLER YARIDA KESİLEREK ÇALIŞILIR VE LABORATUVAR KABUL SAATİNDEN SONRA EN KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR.

*Teste göre değişiklik gösterebilir, danışınız. ACİL TESTLERDE TEST TEKRARI YAPILMAZ. DİĞER HASTALARIMIZIN DA HAKKINI KORUMAK ADINA LÜTFEN KESİN GEREKLİ OLMADIKÇA **ACİL** SEÇENEĞİNİ KULLANMAYINIZ.

*DİĞER TESTLERDEN **SONUÇ ZAMANI AYNI GÜN OLANLARDAN** KABUL SAATİ 12:00 YE KADAR OLANLAR, SAAT 16:30 A KADAR RAPORLANDIRILIR. BU SAATTEN SONRA ;ÖĞLEDEN SONRA KABULÜ YAPILANLAR SAAT 18:30 DEN SONRA RAPORLANDIRILIR.

		ÖZEL DETAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No		DL. REH. 01
						Yayın Tarihi		01.04.2021
						Revizyon No		01
						Revizyon Tarihi		08.12.2025
						Sayfa No		78/78
TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL (K) RED (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI	

*AYNI GÜN ÇALIŞILMAYAN TESTLER İÇİN GÜN İÇİ RAPORLANDIRMA SAATİ 18:00 DİR.

*NUMUNE KABULÜ HAFTA İÇİ SAAT 18:00 A KADAR, HAFTA SONU ;CUMARTESİJ İSE SAAT 15:00 A KADARDIR. BU SAATLERDEN SONRA LABORATUVARA ULAŞAN NUMUNELER ÇALIŞMAYA ALINMAYIP BİR SONRAKİ ÇALIŞMAYA KALACAKTIR.

*TESTLERİN REFERANS ARALIKLARI HASTAYA AİT BİLGİLER İLE ;YAŞ, CİNSİYET, İLAÇ ALIMI VB. DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. BU YÜZDEN HASTA BİLGİLERİ EKSİKSİZ OLARAK BİLDİRİLMELİDİR.

*REHBERDE BULUNMAYAN TESTLER İÇİN LÜTFEN DOĞRUDAN LABORATUVARDAN BİLGİ ALINIZ.